

Une solution facile pour maintenir la stérilité de la culture durant de longues périodes...

# Fermenteur/Bioréacteur LAMBDA MINIFOR

## Le concept 'stérilité facile'

### Comment est-ce possible?





En supprimant les points sensibles source de contamination dans les fermenteurs ou bioréacteurs classiques.

Le fermenteur-bioréacteur MINIFOR offre:

- ✓ un isolement complet de la cuve et ses ouvertures latérales
- ✓ des connecteurs LAMBDA à double joints en PEEK
- ✓ des bouchons permanents à joints multiples
- ✓ des pompes péristaltiques de qualité supérieure pour un fonctionnement sur de longues durées

### Des solutions pour maintenir la stérilité facilement



Ces solutions uniques de LAMBDA assurent une stérilité parfaite et facile pour chaque culture...



à moindre frais